ИНСТРУКЦИЯ



Инструкция для лаборантов

Необходимо исследование в формате DICOM (при экспорте не используйте сжатие если такая опция доступна).

Программа-просмотрщик не требуется (только папка со срезами).

Оптимальным вариантом будет упаковывание в ZIP-архив папки, содержащей серию DICOM-файлов.

Требования к исследованию

- 1. Размер не менее 14х14 см.
- 2. Размер вокселя не больше 0,3 (лучше 0,25 или меньше).
- 3. Пациент должен находиться в естественном прикусе! Использование прикусной пластины запрещено. **Если у пациента имеется прикусной шаблон его использование обязательно!**
- 4. Подбородочный упор должен быть плоским (не «чашка»).
- 5. Минимальные границы:

Верхняя — не ниже середины лобной пазухи

Нижняя — подбородок должен попадать полностью

Передняя — желательно чтобы попадал кончик носа (но можно обрезать если не влезает ВНЧС)

Задняя — ВНЧС

6. Попросите пациента не глотать во время сканирования и не поднимать язык к нёбу.



Если у вас возникли вопросы по выполнению исследования вы можете связаться с нами через Telegram или WhatApp +7 931 300 49 25